

# SUPER

## Inmovilizador de cabeza universal compacto



Dispositivo para la inmovilización de la cabeza destinado a ser utilizado con tableros espinales Spencer o camillas tijeras. Se puede utilizar junto con otros dispositivos de inmovilización como el SED y todos los collarines cervicales Spencer.

### Características específicas

- El relleno de la base aumenta la comodidad del paciente
- Anchas superficies de velcro hacen que el posicionamiento de las almohadas sea más fácil
- Correas frontales y para el mentón ajustables, acolchadas y suaves, de alta adherencia para optimizar la inmovilización
- Almohadas hechas de material no absorbente para un fácil saneamiento
- Agujeros de gran volumen para la inspección del oído

### Datos técnicos

Dimensión base <sup>(incluido el ojal)</sup>	365x260x20 mm
Dimensión almohada <sup>(1 unidad)</sup>	255x85x160 mm
Agujero para la inspección del oído	∅70 mm
Peso base	360 ± 10g
Peso almohada	500 ± 10g
Peso total	1,46 ± 0,07 kg
Materiales	PE, PVC, Nylon

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

SUPER BLUE – INMOVILIZADOR DE CABEZA COMPACTO  
SH00110C



Clasificación CND	Y060312
ID de registro	102238

Rev.1 (01/06/2016)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)